



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРОНТ-М»



ТЕЛЕЖКА МЕДИЦИНСКАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ

ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ»

П А С П О Р Т
КРПФ.942819.2300 ПС
Ред.2

Сокращенный вариант

г. Химки
Московская область

Сокращенный вариант

при температуре окружающего воздуха от -50 °С до +50 °С и относительной влажности 100 % при температуре +25 °С.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация тележки и ее составных частей после истечения срока службы должна производиться в соответствии с утвержденными нормативно-правовыми актами и санитарными правилами СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» по классу А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам).

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие тележки медицинской инструментальной ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ» требованиям ТУ 9451-005-11769436-2002.
- 9.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие технические характеристики тележки.
- 9.3. Гарантийный срок – 2 года с даты изготовления изделия при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.6. Адрес предприятия-изготовителя: **АО «КРОНТ-М»**
141402, МО, г. Химки, ул. Спартаковская, д.9, пом.1
(495) 500-48-84 (многоканальный), факс (495) 572-84-15.
E-mail: info@kront.com, Internet: www.kront.com.

 **ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ (495) 500-48-84**

Внимание! В послегарантийный период предприятие-изготовитель осуществляет на договорной основе ремонт тележки медицинской инструментальной ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ».

ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ»



ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ»-1



ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ»-2



ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ»-3



1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1. Тележка медицинская инструментальная ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ» (далее по тексту "тележка"), предназначена для компактного размещения и транспортировки предметов медицинского назначения внутри отделения (хирургического, анестезиологического, реанимационного), а также в процедурных, перевязочных кабинетах ЛПУ и т.д. Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/12344 от 06 июня 2016 г.
- 1.2. Тележка имеет 4 варианта поставки:

Таблица 1

ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ»	Тележка медицинская инструментальная с навесными полками, штативом и выдвижными ящиками
ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ»-1	Тележка медицинская инструментальная с навесными полками и выдвижными ящиками
ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ»-2	Тележка медицинская инструментальная с выдвижными ящиками
ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ»-3	Тележка медицинская инструментальная с навесными полками и штативом

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Рамная конструкция тележки выполнена из стальной трубы круглого сечения $\varnothing 22$ мм с порошковым покрытием или с порошковым антибактериальным покрытием - см. раздел «Свидетельство о приемке».
- 2.2. Поддоны, полки и ящики тележки выполнены из полимерного материала (полипропилена), разрешенного к применению в изделиях медицинского назначения без антимикробных добавок или с добавками - см. раздел «Свидетельство о приемке».
- 2.3. Тележка оборудована поворотными колесными опорами $\varnothing 100$ мм с резиновым ободом, две из которых, расположенные по диагонали, имеют тормоз.
- 2.4. Грузоподъемность не более: 50 кг.
- 2.5. Технические характеристики тележки в соответствии с вариантом поставки согласно таблице 2:

Таблица 2

Вариант поставки тележки	Габаритные размеры, мм	Расстояние между ящиками и поддоном, мм	Масса, не более, кг
ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ»	(890x525x1830) ± 20	400 ± 10	20
ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ»-1	(890x525x1250) ± 20		17
ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ»-2	(890x525x935) ± 20		17
ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ»-3	(890x525x1830) ± 20	540 ± 10 (между поддонами)	17

- 2.6. Высота борта поддона 10 мм. Рабочая поверхность поддона 770x400 мм.
- 2.7. Усилие перемещения 100 Н (кгс).
- 2.8. Наружные поверхности тележки устойчивы к дезинфекции способом протирания в соответствии с действующими методическими документами

- по применению конкретных дезинфицирующих средств, разрешенных в РФ для дезинфекции поверхностей.
- 2.9. Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 4.2. по ГОСТ 15150.
- 2.10. Срок службы не менее 5 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Тележка поставляется в разборном виде
(по заказу может поставляться в собранном виде).

Таблица 3

№	Наименование	Маркир. №	ТИ-2-ВШ-			
			01	01-1	01-2	01-3
1	Стойка с колесными опорами	005	2	2	2	2
2	Стяжка верхняя передняя	103	1	1	2	1
3	Стяжка верхняя задняя	105	1	1	-	1
4	Стяжка нижняя	108	2	2	2	2
5	Поддон с направляющими	-	1	1	1	-
6	Поддон	-	1	1	1	2
7	Поперечина	201	1	1	1	1
8	Ящик	-	2	2	2	-
9	Стойка полок	022 / 023	1	1	-	1
10	Полка	-	2	2	-	2
11	Стойка держателя медицинских флаконов	007	1	-	-	1
12	Держатель медицинских флаконов	-	1	-	-	1
13	Консоль	-	4	4	-	4
14	Комплект крепежный №1	-	1	1	1	1
15	Комплект крепежный №2	-	1	1	1	1
16	Комплект крепежный №3	-	1	1	-	1
17	Комплект крепежный №4	-	1	-	-	1
18	Табличка маркировочная алюминиевая (наименование изделия, зав.№, год выпуска)	-	1	1	1	1
19	Паспорт	-	1	1	1	1
20	Упаковочный лист	-	1	1	1	1
21	Схема сборки	-	1	1	1	1

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 7.1. Тележка в упаковке предприятия-изготовителя должна храниться в помещениях при следующих условиях:
- температура окружающей среды от -50 °C до $+40$ °C;
 - относительная влажность воздуха не более 98 % при температуре 25 °C, при более высокой температуре влажность должна быть ниже указанной;
 - в помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот, вызывающих коррозию.
- 7.2. Тележка должна транспортироваться в упаковке предприятия-изготовителя. Допускается транспортирование всеми видами транспорта